

BINTEOKΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ ΥΚD-3003



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η κάμερα ταιριάζει και θα μπορούσε να συνδεθεί με ασύρματο τηλεχειριστήριο 2.4G
- Ο βραχίονας κάμερας και η κάμερα χρησιμοποιούν το σχέδιο ολοκλήρωσης, με προαιρετική λειτουργία τοποθέτησης συγκεκριμένου ύψους βραχίονα, πιο βολικό στη λειτουργία.
- Το σώμα του μηχανήματος με την ενσωματωμένη οθόνη HD LCD, είναι πιο βολικά στη χρήση και προβολή.
- Η κάμερα χρησιμοποιεί πηγή φωτός LED υψηλής σταθερότητας, χρησιμοποιεί ειδική ομοιόμορφη τεχνολογία φωτός για να μειώσει την αντανάκλαση του φωτός, παρέχει τέλειο εφέ φωτός πλήρωσης, Το αντικαταστάσιμο σχέδιο είναι πιο βολικό για τη μετα-συντήρηση.
- Σύνδεση οθόνης με βραχίονα, εύχρηστο για προβολή.
- Το τρόλεϊ έχει τη λειτουργία ανύψωσης και χαμηλώματος, το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί περίπου 10 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φωτογραφική μηχανή	SONY CCD 1/4 ιντσών
Σύνολο εικονοστοιχείων	800.000 PIXELS
Μέγεθος εικόνας (Οριζόντιο*Κάθετο)	720*576i
Σύστημα σάρωσης	Προοδευτική σάρωση (progressive scanning)
Frame Rate	50
Έξοδος βίντεο (video output):	CVBS
Ανάλυση Horizon	≥600 LINES